

Kausimulation

Kausimulator EGO

(Goldbach GmbH)



- Kaukraft: 5N – 600N, Vorkraft: bis 60N
- 8 Belastungssegmente, Pneumatisch, stufenlos
- Kaufrequenz: bis 3 Hz, Mundöffnung: bis 20mm
- 2 Wechseltemperaturen: 5°C – 70°C, konstant 37°C
- Wechselzeit: 15 – 25sec, Zyklusdauer: 15 – 200sec
- Aktive/passive Lateralbewegung
- Belastungswinkel einstellbar, Brucherkenkung
- Unabhängiges Thermocycling
- Kurvenverlauf: Sinus, Rechteck, frei
- Destilliertes Wasser, automatische Nachfüllung